

**Geberit FlowFit Koffer für Pressgeräte ACO 103 [1], mit Einsatz 10-O**



Beispielbild

**Eigenschaften**

- Mit einer Geberit FlowFit Pressbacke [1] bestückbar
- Mit einem Geberit FlowFit Kalibrierwerkzeug ø 16–40 mm bestückbar
- Mit einem Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm bestückbar
- Mit einer Geberit FlowFit Auffangvorrichtung für Pressindikatoren ø 16–40 mm bestückbar
- Mit einem Geberit Pressgerät ACO 103plus [1] bestückbar
- Mit einem Geberit Akku-Ladegerät 12 V oder einem Geberit Akku-Ladegerät 12 / 18 V bestückbar

- Mit einem Geberit Li-Ion-Akku 12 V bestückbar
- Mit einer Geberit Schere bestückbar
- Mit einem Geberit Rohrschneider bis ø 50 mm bestückbar
- Mit einem BRUNOX® Turbo-Spray® 100 ml bestückbar
- Mit einem Geberit Fettstift bestückbar

**Technische Daten**

Werkstoff | ABS

Art.-Nr.	Typennummer	Kompatibilität	Modell	VE1	
691.153.00.1	10-O	[1]	Koffer	1 St.	Neu