

**Geberit FlowFit Koffer für Pressgeräte EFP 203 [2], mit Einsatz 20-J**



Beispielbild

**Eigenschaften**

- Mit einer Geberit FlowFit Pressbacke [2] ø 16–40 mm bestückbar
- Mit einer Geberit FlowFit Pressbacke [2] ø 50–75 mm bestückbar
- Mit einem Geberit FlowFit Kalibrierwerkzeug ø 16–40 mm bestückbar
- Mit einem Geberit FlowFit Kalibrierwerkzeug ø 50–75 mm bestückbar
- Mit einem Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm bestückbar
- Mit einem Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm bestückbar
- Mit einer Geberit FlowFit Auffangvorrichtung für Pressindikatoren ø 16–40 mm bestückbar

- Mit einer Geberit FlowFit Auffangvorrichtung für Pressindikatoren ø 50–75 mm bestückbar
- Mit einem Geberit Pressgerät EFP 203 [2] bestückbar
- Mit einer Geberit Schere bestückbar
- Mit einem Geberit Rohrschneider bis ø 50 mm bestückbar
- Mit einem Geberit Rohrschneider bis ø 75 mm bestückbar
- Mit einem BRUNOX® Turbo-Spray® 100 ml bestückbar
- Mit einem Geberit Fettstift bestückbar

**Technische Daten**

Werkstoff | ABS

Art.-Nr.	Typennummer	Kompatibilität	Modell	VE1	
691.155.00.1	20-J	[2]	Koffer	1 St.	Neu